

規格書 (Specification)

株式会社エル・エスコーポレーション

東京都中央区日本橋小伝馬町13-4

Tel : 03-3662-7941

Fax : 03-3662-7495



製品名
(Product name) RED JINSEN K
グレード
(Grade) 食品グレード
Food grade

項目 (Item)	規格 (Standard)	試験方法 (Test method)
外観 Appearance	薄茶色～茶色粉末 Light brown to brown powder	目視検査 Visual inspection
味・におい Taste and Odor	特有臭・特有味あり Characteristic	官能試験 Sensory test
水分 Water	8.0 wt% 以下 8.0 wt% or less	常圧加熱乾燥法 Heat drying under normal pressure
ジンセノサイド (Rg1, Rb1, Rg3 計) Total ginsenoside (Rg1, Rb1, Rg3)	8.0 mg/g 以上 8.0 mg/g or more	LC-MS分析 LC-MS method
コンパウンドK (CK) Compound K (CK)	1.6 mg/g 以上 1.6 mg/g or more	LC-MS分析 LC-MS method
重金属 (Pb) Heavy metal (as Pb)	10.0 ppm 以下 10.0 ppm or less	ICP発光分光分析法 ICP-OES method
ヒ素 (As ₂ O ₃) Arsenic (as As ₂ O ₃)	2.0 ppm 以下 2.0 ppm or less	原子吸光光度法 Atomic absorption spectrophotometry
一般細菌 (CFU) Total plate count (CFU)	3,000 /g 以下 3,000 /g or less	標準寒天平板培養法 Standard agar plate culture method
大腸菌群 Coliform group	陰性 Negative	BGLB法 BGLB method

※規格値および試験方法は今後変更となる可能性があります